

Luminex® 200™ Addendum (IVD) (Luminex® 200™ 附录 (IVD))

本附录仅可与以下列出的手册结合使用：

- Luminex® 200™ 用户手册 (89-00002-00-620 修订版 C)
- Luminex® 200™ 系统用户手册 (89-00002-00-463 修订版 D)
- xPONENT® 4.2 Luminex® 200™ 系统用户手册 (89-00002-00-456 修订版 C)
- xPONENT® 3.1 修订版 2 Luminex® 100/200™ 系统用户手册 (89-00002-00-255 修订版 D)

以下更新适用：

叠氮化钠警告



xMAP® 鞘液 PLUS(40-50035) 和其他实验室试剂中含有用作防腐剂的叠氮化钠。叠氮化钠可能会与铅和铜管道发生反应，形成高爆炸性的金属叠氮化物。请参阅当地准则和法规，正确处置未使用和使用过的 xMAP 鞘液 PLUS 以及含有此类防腐剂的其他实验室试剂。

ProClin®警告



xMAP® 鞘液 (40-50000) 和微球储存的溶液中含有 ProClin®，可能会导致过敏反应。穿戴个人防护装备，包括防护手套和护目镜。

新增的附加部件号：

xMAP® 鞘液 PLUS, IVD: 40-50035

技术支持

电话: 512-381-4397

北美免费电话: 1-877-785-2323

国际免费电话: + 800-2939-4959

电子邮箱: support@luminexcorp.com

www.luminexcorp.com



供体外诊断使用。


89-00002-00-727

修订版 A

09/2020

Translated from English document

89-00002-00-715 Rev A



WMDE B.V.
Bergerweg 18
6085 AT Horn
The Netherlands



Luminex Corporation
12212 Technology Blvd.
Austin, Texas 78727
U.S.A.

© 2020 Luminex Corporation. 保留所有权利。如事先未获得 Luminex Corporation 的明确书面许可，不得以任何形式或通过任何方式对本出版物的内容进行复制、传播、转录，或将其翻译为其他语言或计算机语言。

Luminex, xPONENT, 和 xMAP 是 Luminex Corporation 在美国和其他国家/地区注册的商标。100/200 是 Luminex Corporation 的商标。所有其他商标均为其各自公司的商标。

Luminex Corporation (Luminex) 保留随时修改其产品和服务的权利。如果进行的更改会影响设备的使用、性能和/或安全性和有效性，将会向最终用户发送更改通知。对设备的任何修改都将遵照适用的法规要求来进行。对于因将其用于未标示的用途或滥用此信息而造成的任何损害，Luminex 不承担任何责任。

该产品本身或其使用的全部或部分，或其加工工艺受一项或多项专利保护：www.luminexcorp.com/patents。