

Luminex® 200™ Addendum (IVD) (Luminex® 200™ 附錄 (IVD))

本附錄僅限與下列手冊搭配使用：

- Luminex® 200™ 使用者手冊 (89-00002-00-620 Rev C)
- Luminex® 200™ 系統使用者手冊 (89-00002-00-463 Rev D)
- Luminex® 200™ 專用 xPONENT® 4.2 軟體使用者手冊 (89-00002-00-456 Rev C)
- Luminex® 100/200™ 專用 xPONENT® 3.1 Rev 2 軟體使用者手冊 (89-00002-00-255 Rev D)

適用下列更新內容：

疊氮化鈉警告



xMAP® 特級鞘液 (Sheath Fluid PLUS) (40-50035) 含有 (其它實驗室試劑亦可能含有) 疊氮化鈉作為防腐劑。疊氮化鈉可能與鉛管或銅管反應形成高度爆炸性的疊氮金屬化合物。請參照當地準則和法規，正確棄置未用和已用的 xMAP 特級鞘液 (Sheath Fluid PLUS) 及其它含有此類防腐劑的實驗室試劑。

ProClin® 警告



xMAP® 鞘液 (Sheath Fluid) (40-50000) 和用於儲存微珠的溶液含有 ProClin®, 可能造成過敏反應。請穿戴個人防護裝備，包括手套和護目鏡。

新增其它零件編號：

xMAP® 特級鞘液 (Sheath Fluid PLUS), IVD: 40-50035




供體外診斷使用。

89-00002-00-728 Rev A

09/2020

Translated from English document

89-00002-00-715 Rev A



WMDE B.V.
Bergerweg 18
6085 AT Horn
The Netherlands

技術支援部

電話: 512-381-4397

北美免付費電話: 1-877-785-2323

國際免付費電話: + 800-2939-4959

電子郵件: support@luminexcorp.com

www.luminexcorp.com



Luminex Corporation
12212 Technology Blvd.
Austin, Texas 78727
U.S.A.

© 2020 Luminex Corporation. 保留所有權利。未經 Luminex Corporation 事先明確的書面同意，不得以任何形式或方法複製、傳播、改編本出版物或將其翻譯成任何語言或電腦語言。

Luminex、xPONENT, 及 xMAP 為 Luminex Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。100/200 為 Luminex Corporation 的註冊商標。其他所有的商標均為其各自所屬公司的商標。

Luminex Corporation (Luminex) 保留隨時修改其產品和服務的權利。通知將寄發給最終使用者，告知影響設備的使用、性能、安全性和有效性的變更。對設備所作的變更將按照適用的法規進行。因不遵循標籤指示使用或濫用本資訊而造成的任何損害，Luminex 一概不負責。

本產品，或本產品的使用，或其製程，全部或部分受到一項或多項專利的保護：www.luminexcorp.com/patents。