

# Luminex® 200™ Addendum (IVD) (Luminex® 200™ Apéndice (IVD))

Este apéndice debe usarse solo en combinación con los manuales que figuran a continuación:

- Manual del usuario de Luminex® 200™ (89-00002-00-620 Rev. E)
- Manual del usuario del sistema Luminex® 200™ (89-00002-00-463 Rev. D)
- xPONENT® 4.2 para Manual del usuario del software Luminex® 200™ (89-00002-00-456 Rev. C)
- xPONENT® 3.1 Rev. 2 para Manual del usuario del software Luminex® 100/200™ (89-00002-00-255 Rev. D)

Es preciso tener en cuenta las modificaciones siguientes:

Advertencia sobre la azida de sodio



xMAP® Líquido envolvente PLUS (40-50035) contiene, y otros reactivos de laboratorio pueden contener, azida de sodio como conservante. La azida de sodio puede reaccionar con las tuberías de plomo y cobre para formar azidas metálicas altamente explosivas. Consulte las directrices y normativas locales en relación con la eliminación correcta de xMAP Líquido envolvente PLUS, así como de otros reactivos de laboratorio que contengan este conservante.

ProClin® Advertencia



xMAP® Líquido envolvente (40-50000) y la solución donde se almacenan las microesferas contienen ProClin®, que puede causar una reacción alérgica. Utilice un equipo de protección individual (EPI), incluidos guantes y gafas de seguridad.

N.º de pieza adicional añadido:

xMAP® Líquido envolvente PLUS, IVD: 40-50035

## Asistencia técnica

Teléfono: 512-381-4397

Llamadas en Norteamérica gratuitas:

1-877-785-2323

Llamadas internacionales gratuitas:

+ 800-2939-4959

Correo electrónico:

[support@luminexcorp.com](mailto:support@luminexcorp.com)

[www.luminexcorp.com](http://www.luminexcorp.com)



Luminex Corporation

12212 Technology Blvd.

Austin, Texas 78727

EE. UU.



Para uso diagnóstico *in vitro*.

89-00002-00-730 Rev. C

11/2022

Translated from English document

89-00002-00-715 Rev. C



DiaSorin Italia S.p.A.

Via Crescentino snc

13040 Saluggia (VC) – Italia

© 2020-2022 Luminex Corporation, A DiaSorin Company. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, transmitir ni transcribir en ningún idioma ni lenguaje informático, ni traducirse a estos, de ninguna forma ni por ningún tipo de medio sin previo consentimiento explícito y por escrito de Luminex Corporation.

Luminex, xPONENT, y xMAP son marcas comerciales de Luminex Corporation registradas en EE. UU. y otros países. 100/200 es una marca comercial de Luminex Corporation. Las demás marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Luminex Corporation (Luminex) se reserva el derecho de modificar sus productos y servicios en cualquier momento. Se enviarán notificaciones a los usuarios finales en relación con las modificaciones que afecten al uso, al rendimiento o a la seguridad y eficacia del dispositivo. Toda modificación del dispositivo se llevará a cabo conforme a los requisitos normativos vigentes. Luminex no asume responsabilidad alguna por cualesquiera daños que se pudieran derivar de la aplicación no ajustada a las especificaciones o del uso indebido de esta información.

Este producto, su uso o los procesos aplicados para su elaboración están cubiertos, en su totalidad o en parte, por una o más de las patentes detalladas en la siguiente página: [www.luminexcorp.com/patents](http://www.luminexcorp.com/patents).