

Luminex® 200™ Addendum (IVD) (Luminex® 200™ Tillägg (IVD))

Detta tillägg bör endast användas tillsammans med manualerna nedan:

- Luminex® 200™ Användarmanual (89-00002-00-620 Rev. E)
- Luminex® 200™ Systemanvändarmanual (89-00002-00-463 Rev. D)
- xPONENT® 4.2 för Luminex® 200™ Användarmanual för programvara (89-00002-00-456 Rev. C)
- xPONENT® 3.1 Rev 2 för Luminex® 100/200™ Användarmanual för programvara (89-00002-00-255 Rev. D)

Följande uppdateringar gäller:

Varning natriumazid



xMAP® Vätskehylsa PLUS (40-50035) innehåller och andra laboratoriereagenser kan innehålla natriumazid som ett konserveringsmedel. Natriumazid kan reagera med bly- och koppar-rör för att bilda mycket explosiva metallazider. Se lokala riktlinjer och föreskrifter för korrekt bortskaffande av oanvänt och använt xMAP Vätskehylsa PLUS, liksom andra laboratoriereagenser som innehåller detta konserveringsmedel.

ProClin® Varning



xMAP® Vätskehylsa (40-50000) och lösningen i vilken mikrosfärer lagras innehåller ProClin®, vilket kan orsaka en allergisk reaktion. Använd personlig skyddsutrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon.

Ytterligare artikelnummer tillagt:

xMAP® Vätskehylsa PLUS, IVD: 40-50035



För *In vitro* diagnostikanvändning.

89-00002-00-731 Rev. C

11/2022

Translated from English document

89-00002-00-715 Rev. C



DiaSorin Italia S.p.A.
Via Crescentino snc
13040 Saluggia (VC) –
Italien

Teknisk support

Telefon: 512-381-4397

Nordamerika avgiftsfritt: 1-877-785-2323

Internationellt avgiftsfritt: + 800-2939-4959

E-post: support@luminexcorp.com

www.luminexcorp.com



Luminex Corporation
12212 Technology Blvd.
Austin, Texas 78727
USA

© 2020-2022 Luminex Corporation, A *DiaSorin Company*. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas eller översättas till något språk eller datorspråk, i någon form eller på något sätt utan föregående uttryckligt, skriftligt medgivande från Luminex Corporation.

Luminex, xPONENT, och xMAP är varumärken för Luminex Corporation, registrerat i USA och andra länder. 100/200 är ett varumärke som tillhör Luminex Corporation. Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive företag.

Luminex Corporation (Luminex) förbehåller sig rätten att när som helst modifiera sina produkter och tjänster. Meddelanden kommer att skickas till slutanvändare angående förändringar som påverkar användning, prestanda och/eller säkerhet och effektivitet för enheten. Alla ändringar av enheten kommer att göras i enlighet med gällande lagstadgade krav. Luminex påtar sig inget ansvar för skador till följd av applikationen utanför etiketten eller missbruk av denna information.

Denna produkt, eller användning därav, täcks helt eller delvis eller görs genom processer som täcks av ett eller flera patent:

www.luminexcorp.com/patents.