

Luminex® 200™ Addendum (IVD)

Cet addendum ne doit être utilisé qu'en conjonction avec les manuels énumérés ci-dessous :

- Manuel d'utilisation du système Luminex® 200™ (89-00002-00-620 Rév. E)
- Manuel d'utilisation du système Luminex® 200™ (89-00002-00-463 Rév. D)
- Manuel d'utilisation du logiciel xPONENT® 4.2 pour Luminex® 200™ (89-00002-00-456 Rév. C)
- Manuel d'utilisation du logiciel xPONENT® 3.1 Rév 2 pour Luminex® 100/200™ (89-00002-00-255 Rév. D)

Les mises à jour suivantes s'appliquent :

Avertissement concernant l'azide de sodium



xMAP® Sheath Fluid PLUS (40-50035) contient, et d'autres réactifs de laboratoire peuvent contenir, de l'azide de sodium comme agent de conservation. L'azide de sodium peut réagir avec la tuyauterie de plomb et de cuivre pour former des azides métalliques hautement explosifs. Se référer aux directives et réglementations locales pour l'élimination appropriée des déchets xMAP Sheath Fluid PLUS utilisés et non utilisés ainsi que des autres réactifs de laboratoire contenant cet agent de conservation.

Avertissement relatif au produit ProClin®



Le xMAP® Sheath Fluid (liquide de gaine) (40-50000) et la solution dans laquelle sont stockées les microbilles contiennent du ProClin®, un agent susceptible de provoquer une réaction allergique. Munissez-vous d'équipements de protection individuelle, notamment de gants et de lunettes de sécurité.

Ajout d'une référence supplémentaire :

xMAP® Sheath Fluid PLUS, IVD : 40-50035

Assistance technique

Téléphone : 512-381-4397

Numéro d'appel gratuit en Amérique du Nord :

1-877-785-2323

Numéro d'appel gratuit (international) :

+ 800-2939-4959

E-mail : support@luminexcorp.com

www.luminexcorp.com



Destiné au diagnostic *in vitro*.

89-00002-00-732 Rév. C

11/2022

Translated from English document

89-00002-00-715 Rev. C



DiaSorin Italia S.p.A.

Via Crescentino snc

13040 Saluggia (VC) – Italie



Luminex Corporation

12212 Technology Blvd.

Austin, Texas 78727

États-Unis d'Amérique

© 2020-2022 Luminex Corporation, A DiaSorin Company. Tous droits réservés. Toute reproduction, transmission, transcription ou traduction dans une autre langue ou un autre langage informatique de cette publication, partiellement ou totalement, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, est interdite sans l'autorisation expresse préalable par écrit de Luminex Corporation.

Luminex, xPONENT et xMAP sont des marques de Luminex Corporation, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. 100/200 est une marque déposée de Luminex Corporation. Toutes les autres marques sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Luminex Corporation (Luminex) se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits et services. Des avertissements concernant les changements qui ont un impact sur l'utilisation, la performance et/ou la sécurité et l'efficacité du dispositif seront envoyés aux utilisateurs finaux. Toute modification apportée au dispositif sera effectuée conformément aux exigences réglementaires en vigueur. Luminex décline toute responsabilité quant à un quelconque dommage résultant d'une application en dehors des indications ou de l'utilisation abusive de ces informations.

Ce produit, ou son utilisation, est couvert, en tout ou en partie, ou fabriqué par des procédés couverts par un ou plusieurs brevets :

www.luminexcorp.com/patents.