

Luminex® 200™ Addendum (IVD) (Luminex® 200™ Anhang (IVD))

Dieser Anhang darf nur in Verbindung mit den nachfolgend genannten Handbüchern verwendet werden:

- Luminex® 200™ Benutzerhandbuch (89-00002-00-620 Rev. E)
- Luminex® 200™ Systemhandbuch (89-00002-00-463 Rev. D)
- xPONENT® 4.2 für Luminex® 200™ Software-Benutzerhandbuch (89-00002-00-456 Rev. C)
- xPONENT® 3.1 Rev 2 für Luminex® 100/200™ Software-Benutzerhandbuch (89-00002-00-255 Rev. D)

Es gelten die folgenden Aktualisierungen:

Natriumazid-Warnung



xMAP® Sheath Fluid PLUS (Hüllenflüssigkeit) (40-50035) enthält Natriumazid und andere Laborreagenzien können Natriumazid als Konservierungsmittel enthalten. Natriumazid kann mit Blei und Kupferleitungsrohren reagieren und hochexplosive Metallazide bilden. Informieren Sie sich über die lokalen Richtlinien und Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung verwendeter und nicht verwendeter xMAP Sheath Fluid PLUS (Hüllenflüssigkeit), sowie anderer Laborreagenzien, die dieses Konservierungsmittel enthalten.

ProClin® Warnhinweis



Die xMAP® Sheath Fluid (Hüllenflüssigkeit) (40-50000) und die Lösung, in der die Mikrokugeln aufbewahrt werden, enthalten ProClin®, das eine allergische Reaktion auslösen kann. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Laborhandschuhe und Schutzbrille.

Weitere Bestellnummer hinzugefügt:

xMAP® Sheath Fluid PLUS (Hüllenflüssigkeit), IVD: 40-50035



Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.

89-00002-00-733 Rev. C

11/2022

Translated from English document

89-00002-00-715 Rev. C



DiaSorin Italia S.p.A.
Via Crescentino snc
13040 Saluggia (VC) – Italien

Technischer Kundendienst

Telefon: 512-381-4397

Nordamerika gebührenfrei: 1-877-785-2323

International gebührenfrei: + 800-2939-4959

E-Mail: support@luminexcorp.com

www.luminexcorp.com



Luminex Corporation
12212 Technology Blvd.
Austin, Texas 78727
USA

© 2020-2022 Luminex Corporation, A DiaSorin Company. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Luminex Corporation nachgedruckt, übermittelt, übertragen oder in andere Sprachen oder Computercodierungen übersetzt werden.

Luminex, xPONENT, und xMAP sind Marken der Luminex Corporation, die in den USA und in anderen Ländern eingetragen sind. 100/200 ist eine Marke der Luminex Corporation. Alle anderen Marken sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Luminex Corporation (Luminex) behält sich das Recht vor, Produkte und Dienstleistungen jederzeit zu ändern. Endbenutzer erhalten Benachrichtigungen zu Änderungen mit Auswirkungen auf die Verwendung, Leistung und/oder Sicherheit sowie Wirksamkeit des Geräts. Sämtliche Modifizierungen am Gerät erfolgen gemäß geltenden regulatorischen Vorgaben. Luminex übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der nicht vorschriftsmäßigen Anwendung oder dem Missbrauch dieser Informationen entstehen.

Dieses Produkt oder dessen Verwendung ist vollständig oder teilweise durch eines oder mehrere Patente geschützt oder wurde durch ein von einem oder mehreren der folgenden Patente geschütztes Verfahren hergestellt: www.luminexcorp.com/patents.