

Luminex® 200™ Addendum (IVD) (Appendice Luminex® 200™ (IVD))

La presente appendice deve essere utilizzata esclusivamente insieme ai seguenti manuali:

- Manuale dell'utente Luminex® 200™ (89-00002-00-620 Rev. E)
- Manuale dell'utente del sistema Luminex® 200™ (89-00002-00-463 Rev. D)
- Manuale d'uso del software xPONENT® 4.2 per Luminex® 200™ (89-00002-00-456 Rev. C)
- Manuale d'uso del software xPONENT® 3.1 Rev. 2 per Luminex® 100/200™ (89-00002-00-255 Rev. D)

Si applicano i seguenti aggiornamenti:

Avvertenza relativa all'azoturo di sodio



Il xMAP® liquido guaina PLUS (40-50035) contiene, e altri reagenti di laboratorio possono contenere, azoturo di sodio come conservante. L'azoturo di sodio può reagire con tubature in piombo e rame formando azoturi metallici altamente esplosivi. Per il corretto smaltimento del xMAP liquido guaina PLUS sia usato sia non utilizzato e di altri reagenti di laboratorio contenenti questo conservante, fare riferimento alle linee guida e alle normative locali.

Avvertenza relativa a ProClin®



Il xMAP® liquido guaina (40-50000) e la soluzione in cui vengono conservate le microsfere contengono ProClin®, che può provocare reazioni allergiche. Utilizzare dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e occhiali protettivi.

Codice aggiuntivo:

Liquido guaina xMAP® PLUS, IVD: 40-50035



Per uso diagnostico *in vitro*.

89-00002-00-734 Rev. C

11/2022

Translated from English document

89-00002-00-715 Rev. C



DiaSorin Italia S.p.A.

Via Crescentino snc

13040 Saluggia (VC) – Italia

Assistenza tecnica

Telefono: 512-381-4397

Numero gratuito per il Nord America:

1-877-785-2323

Numero gratuito internazionale:

+ 800-2939-4959

E-mail: support@luminexcorp.com

www.luminexcorp.com



Luminex Corporation

12212 Technology Blvd.

Austin, Texas 78727

U.S.A.

© 2020-2022 Luminex Corporation, A DiaSorin Company. Tutti i diritti riservati. Non è consentita la riproduzione, trasmissione, trascrizione o traduzione in qualsiasi lingua o linguaggio informatico di una qualsiasi parte della presente pubblicazione, in nessuna forma o con nessun mezzo senza il previo consenso scritto di Luminex Corporation.

Luminex, xPONENT, e xMAP sono marchi di Luminex Corporation, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. 100/200 è un marchio registrato di Luminex Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono alle rispettive aziende.

Luminex Corporation (Luminex) si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e servizi in qualsiasi momento. Agli utenti finali saranno comunicate le eventuali modifiche che dovessero incidere sull'utilizzo, sulle prestazioni e/o sulla sicurezza ed efficacia del dispositivo. Qualsiasi modifica apportata al dispositivo sarà effettuata in conformità ai regolamenti vigenti. Luminex non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio o errato delle informazioni qui contenute.

Questo prodotto, così come il suo utilizzo, è coperto, integralmente o in parte, oppure è stato realizzato mediante processi coperti da uno o più brevetti: www.luminexcorp.com/patents.