

# Luminex® 200™ Addendum (IVD) (Luminex® 200™ Eki (IVD))

Bu ek, yalnızca aşağıda belirtilen kılavuzlarla birlikte kullanılmalıdır:

- Luminex® 200™ Kullanıcı Kılavuzu (89-00002-00-620 Rev. E)
- Luminex® 200™ Sistemi Kullanıcı Kılavuzu (89-00002-00-463 Rev. D)
- Luminex® 200™ Yazılımı için xPONENT® 4.2 Kullanıcı Kılavuzu (89-00002-00-456 Rev. C)
- Luminex® 100/200™ Yazılımı için xPONENT® 3.1 Rev 2 Kullanıcı Kılavuzu (89-00002-00-255 Rev. D)

Aşağıdaki güncellemeler geçerlidir:

Sodyum Azit Uyarısı



xMAP® Sheath Fluid (Kılıf Sıvısı) PLUS (40-50035) koruyucu olarak sodyum azit içerir ve diğer laboratuvar reaktifleri koruyucu olarak sodyum azit içerebilir. Sodyum azit kurşun ve bakır tesisat ile reaksiyona girerek yüksek ölçüde patlayıcı metal azitler oluşturabilir. Kullanılmamış ve kullanılmış xMAP Sheath Fluid (Kılıf Sıvısı) PLUS ve bu koruyucuyu içeren diğer laboratuvar reaktiflerinin uygun şekilde bertaraf edilmesine ilişkin yerel yönergeler ve düzenlemelere bakın.

ProClin® Uyarı



xMAP® Sheath Fluid (Kılıf Sıvısı) (40-50000) ve mikroküreciklerin depolandığı çözelti alerjik reaksiyona neden olabilecek ProClin® maddesini içerir. Eldiven ve güvenlik gözlükleri dahil olmak üzere kişisel koruyucu ekipman kullanın.

İlave Parça Numarası eklendi:

xMAP® Sheath Fluid (Kılıf Sıvısı) PLUS, IVD: 40-50035

## Teknik Destek

Telefon: 512-381-4397

Kuzey Amerika Ücretsiz Hat: 1-877-785-2323

Uluslararası Ücretsiz Hat: + 800-2939-4959

E-posta: support@luminexcorp.com

www.luminexcorp.com



In Vitro Tanı Amaçlı Kullanım

İçindir.

89-00002-00-736 Rev. C

11/2022

Translated from English document

89-00002-00-715 Rev. C



DiaSorin Italia S.p.A.  
Via Crescentino snc  
13040 Saluggia (VC) – İtalya



Luminex Corporation  
12212 Technology Blvd.  
Austin, Texas 78727  
ABD

© 2020-2022 Luminex Corporation, A *DiaSorin Company*. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir kısmı, Luminex Corporation'ın önceden açık olarak yazılı izni olmaksızın hiçbir araçla veya hiçbir şekilde yeniden çoğaltılamaz, aktarılamaz, yazdırılamaz veya başka bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez.

Luminex, xPONENT, ve xMAP Luminex Corporation'ın ticari markaları olup ABD'de ve diğer ülkelerde tescillidir. 100/200 Luminex Corporation'ın ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili şirketlerin ticari markalarıdır.

Luminex Corporation (Luminex) istediği zaman ürünleri ve hizmetleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Cihazın kullanımını, performansını ve/veya güvenliğini ve etkinliğini etkileyen değişiklikler hakkında son kullanıcılara bildirim gönderilecektir. Cihazda yapılacak tüm değişiklikler geçerli düzenleyici gereklilikler doğrultusunda yapılacaktır. Luminex, etikete aykırı uygulamalardan veya bu bilgilerin hatalı kullanımından doğan hasarlar için hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

Bu ürün veya ürünün kullanımı tamamen veya kısmen bir veya daha fazla patentin kapsamı altındadır ya da bu patentlerdeki süreçlerle üretilmiştir: [www.luminexcorp.com/patents](http://www.luminexcorp.com/patents).