

Luminex[®]

ARIES[®]

ARIES[®] システム

ARIES[®] Extraction キット (RUO)



ARIES[®] Extraction キット(RUO)は、ARIES[®] システムを使用して核酸抽出と増幅を全自動で行うことができます。

- DNA・RNA両方を抽出できるユニバーサルな抽出用カセット*
- カセットにあらかじめ入っているサンプルプロセッシングコントロールにより、検体の溶解、核酸抽出、増幅反応まで適切に行われていることを確認
- 検体を加えるだけのウォークアウェイ機能

*概要に記載の検体タイプのみ検証を行っています。



ARIES[®] システムはラボの効率を上げ、高い精度の解析結果を提供できる、現在のスリム化されたラボのニーズにフィットした全自動遺伝子解析システムです。

ARIES® Extraction カセット概要

| | |
|------------|--|
| 検証済みの検体タイプ | ユニバーサル検体輸送用培地 (UTM)、全血、脳脊髄液 (CSF)、気管支肺胞洗浄液 (BAL)、血漿、尿 検体タイプによっては前処理が必要です。 |
| 使用サンプル量 | 200-400 µl |
| 必要システム | ARIES® システム |

キット概要

| 製品名 | 製品番号 |
|---|-------------------------|
| ARIES® Extraction キット (RUO) 以下が含まれます: Extraction カセット ARIES® Extraction Protocol File Package Insert ARIES® PCR チューブ | 50-10027 (24 テスト) |
| ARIES® Extraction カセット | 50-10005 (追加キット:24カセット) |
| ARIES® システム 以下が含まれます: システム本体 カセットマガジン(2) サンプルプレップトレイ(2) ハンドバーコードスキャナー バーコードスキャナースタンド 電源ケーブル システム操作マニュアル クイックガイド | ARIES-M12V1-IVD |
| ARIES® M1 システム 以下が含まれます: システム本体 カセットマガジン(1) サンプルプレップトレイ(2) ハンドバーコードスキャナー バーコードスキャナースタンド 電源ケーブル システム操作マニュアル クイックガイド | ARIES-M6V1-IVD |

本製品は研究用試薬です。体外診断用医薬品としての使用はできません。
ARIES® Extractionキットはいかなる分析試験法での使用も検証は行っていません。

Luminex
complexity simplified.

ルミネックス・ジャパン株式会社

〒106-0041 東京都港区麻布台 1-7-2 神谷町麻布台ビル
www.luminexcorp.com

お問い合わせ

Tel: 03.5545.7440 (代表) Fax: 03.5545.0451

Email: infojp@luminexcorp.com / ordersjp@luminexcorp.com (製品のご注文窓口)

テクニカルサポートお問い合わせ窓口

Tel: 03.5545.7444 (受付時間 9:00 ~ 18:00 土日祝祭日、年末年始を除く)

Email: supportjapan@luminexcorp.com

©2016-2019 Luminex Corporation. All rights reserved. Luminex, ARIES, SYNCT は、米国および他の国々で登録されたルミネックス・コーポレーションの商標または登録商標です。

諸般の理由により、予告なく仕様を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。