
Comunicato Stampa

DIASORIN E PRECISION SYSTEM SCIENCE CO., LTD HANNO SIGLATO UN ACCORDO PER LO SVILUPPO DI UN ANALIZZATORE PER TEST DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE BASATI SULLA TECNOLOGIA LAMP.

Saluggia, 6 maggio 2011 - DiaSorin S.p.A., leader a livello internazionale nel mercato dell'immunodiagnostica, è fiera di annunciare l'accordo stipulato tra la propria filiale irlandese Biotrin International Ltd ("Biotrin"), e la giapponese Precision System Science Co. Ltd per lo sviluppo di un analizzatore destinato ai test di diagnostica molecolare.

Precision System Science Co., Ltd. ("PSS") è leader internazionale nella fornitura di strumentazioni utilizzate dai laboratori per l'estrazione e l'amplificazione dell'acido nucleico e può vantare anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di piattaforme automatizzate nel segmento della diagnostica molecolare. Secondo quanto previsto dall'accordo, PSS svilupperà la prima generazione di analizzatori su cui verranno utilizzati i test di diagnostica molecolare che Biotrin sta sviluppando nell'area delle malattie infettive, utilizzando la tecnologia LAMP.

Il team di ricerca dislocato presso la sede di Biotrin International si è dedicato sin dal luglio 2009 allo sviluppo dei test di diagnostica molecolare utilizzando la tecnologia LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification), per l'utilizzo della quale DiaSorin ha firmato un accordo di licenza con Eiken Chemical Company Ltd nel 2008. I primi test faranno parte dell'area delle malattie infettive e dell'onco-ematologia ed andranno a completare la già ampia gamma di prodotti disponibili sulla piattaforma Liaison nel campo

dell'immunodiagnostica. Si prevede che i primi sistemi saranno resi disponibili al mercato a partire dalla seconda metà del 2012.

“Questo accordo, ha dichiarato Carlo Rosa – Amministratore Delegato del Gruppo DiaSorin -, è perfettamente in linea con la strategia di DiaSorin di entrare nel mercato della diagnostica molecolare, il settore della diagnostica in vitro con la più alta crescita futura, mantenendo la focalizzazione in quelle aree cliniche di specialità in cui il Gruppo può sfruttare la propria presenza storica, il riconoscimento del proprio nome e la rete di clientela esistente.”

About DiaSorin

DiaSorin S.p.A., an international player in the market for in vitro diagnostics, develops, produces and markets reagent kits for clinical laboratory diagnostics. The DiaSorin Group is comprised of 23 companies based in Europe, North, Central and South America, Africa and Asia. It has about 1,500 employees, including more than 110 research and development specialists, and operates six manufacturing and research facilities in Saluggia (Vercelli, Italy), Dietzenbach (Germany), Stillwater (USA), Dublin (Ireland), Dartford (UK) and Johannesburg (SA). The last two were part of the Murex business operations, recently acquired from the Abbott Group. Thanks to its direct sales organization and an international network of over 80 independent distributors, the Group is present in more than 60 countries, offering a broad array of high quality products that includes comprehensive lines for each of the clinical segments in which the Group operates: infectious and viral diseases, management of bone and calcium related diseases, thyroid pathologies, oncology and fertility testing.

For additional information, please visit our website: www.DiaSorin.it

Contacts:

Investor Relations Director

Laura Villa

DiaSorin S.p.A.

laura.villa@DiaSorin.it

+39 02 9647 4567

+39 348 15 11 542

Press Office

Carolina Mailander

c.mailander@mailander.it

+39 335 655 56 51

Bruno Caprioli

caprioli@mailander.it

+39 335 590 14 02