



DIASORIN RICEVE L'AUTORIZZAZIONE 510(K) PER IL TEST COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE LIAISON PLEX GASTROINTESTINAL FLEX

IL TEST LIAISON PLEX GASTROINTESTINAL FLEX:

- È IL PANNELLO SINDROMICO GASTROINTESTINALE PIÙ COMPLETO DEL SETTORE, CON 24 TARGET DI PATOGENI;
- È COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE, SUPPORTA LA *DIAGNOSTIC STEWARDSHIP*, ACCELERA I TEMPI DI RISPOSTA E CONTRIBUISCE AL CONTROLLO DEI COSTI SANITARI;
- COMPLETA IL PORTAFOGLIO PRINCIPALE SU LIAISON PLEX, INSIEME AL PANNELLO RESPIRATORIO FLEX E AI TRE PANNELLI PER EMOCOLTURA, RAFFORZANDO ULTERIORMENTE IL MENU DIASORIN E MIGLIORANDONE IL POSIZIONAMENTO NEL SEGMENTO DEL MULTIPLEXING.

Saluggia, 19 maggio 2026 – Diasorin (FTSE MIB: DIA) ha annunciato oggi di aver ottenuto l'autorizzazione 510(k) dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per il test LIAISON PLEX Gastrointestinal Flex, un pannello sindromico completamente personalizzabile in grado di rilevare i 24 target principali di patogeni gastrointestinali. Il nuovo pannello amplia il crescente portafoglio di test sul LIAISON PLEX di Diasorin, che include anche un test respiratorio personalizzabile e tre pannelli per emocoltura.

Il test LIAISON PLEX Gastrointestinal Flex consente di rilevare rapidamente un'ampia gamma di patogeni gastrointestinali, inclusi target batterici, virali e parassitari, permettendo ai clinici di adottare decisioni terapeutiche tempestive e mirate. A differenza di altre soluzioni molecolari *sample-to-answer*, il pannello Diasorin offre una copertura completa, con una rilevazione particolarmente ampia di parassiti clinicamente rilevanti, tra cui *Microsporidia*, *Dientamoeba fragilis* e *Strongyloides stercoralis*.

Grazie al software proprietario Flex di Diasorin, i laboratori possono personalizzare i pannelli di testing in base alla stagionalità, alla presentazione clinica, alle linee guida correnti, alla storia recente di viaggio del paziente o al suo stato immunitario. Questa flessibilità consente ai team sanitari di progettare pannelli completamente personalizzati e di pagare solo per i target selezionati, contribuendo a ridurre i test non necessari, supportare decisioni terapeutiche più informate e migliorare la gestione del paziente, aumentando al contempo l'efficienza operativa. Tale flessibilità risulta ancora più rilevante per un pannello gastrointestinale ampio che include 24 target, in cui la selezione dei patogeni può essere allineata allo specifico scenario clinico del paziente.

"Mentre le linee guida cliniche raccomandano un approccio alla diagnosi basato sulla situazione clinica del paziente, le tecnologie attuali spesso costringono i laboratori a scegliere tra pannelli troppo limitati o eccessivamente ampi", ha dichiarato Angelo Rago, President di Luminex. "Il test LIAISON PLEX Gastrointestinal Flex di Diasorin risponde a questa esigenza con una soluzione orientata al valore, che fornisce risultati rapidi e accurati con la flessibilità necessaria per ottimizzare la diagnostic stewardship, migliorare gli esiti per i pazienti e gestire in modo più efficace i costi sanitari."

Il test LIAISON PLEX Gastrointestinal Flex si aggiunge alla gamma di test sindromici flessibili di Diasorin autorizzati dalla FDA, tra cui LIAISON PLEX Respiratory Flex Assay, LIAISON PLEX Yeast Blood Culture Assay, LIAISON PLEX Gram-Negative Blood Culture Assay e LIAISON PLEX Gram-Positive Blood Culture Assay. Questo portafoglio di pannelli risponde alle principali esigenze dei laboratori nel testing molecolare sindromico e rafforza ulteriormente il posizionamento di Diasorin in questo segmento tecnologico.



Informazioni su Diasorin

Diasorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD) e dal 2021 è attiva a livello internazionale anche nel settore Life Science. Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo.

Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 30 società, 4 branch, 10 siti produttivi e 9 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici e soluzioni Life Science, resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona Diasorin come il player con la più ampia gamma di soluzioni di specialità disponibili nel settore e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica".

Maggiori informazioni su www.diasorin.com

Per ulteriori informazioni contattare:

INVESTOR RELATIONS

Riccardo Fava

Corporate VP Communication, ESG & Investor Relations
riccardo.fava@diasorin.com

Eugenia Ragazzo

Corporate Investor Relations & ESG Senior Analyst
eugenia.ragazzo@diasorin.com

MEDIA RELATIONS

Cristina Fossati

Tel: +39 335.1245186
c.fossati@imagebuilding.it

Laura Filosi

Tel: +39 349.1439823
l.filosi@imagebuilding.it