

## DIASORIN LANCIA IL TEST ELASTASI-1 PER LA DIAGNOSI DELLA PANCREATITE CRONICA ESOCRINA SU LIAISON XL

**Saluggia, 6 maggio 2019** – DiaSorin (FTSE MIB: DIA) annuncia di aver ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione in Europa del test per la per la quantificazione dell'Elastasi-1 a supporto della diagnosi della pancreatite cronica esocrina sulla piattaforma automatizzata LIAISON XL. Il test, primo al mondo disponibile su tecnologia CLIA, è disponibile anche sul mercato americano.

Tale patologia è una condizione di infiammazione cronica dell'apparato esocrino del pancreas che causa dolore e perdita della normale funzionalità dell'organo. In condizione di insufficienza pancreatica esocrina, la scarsa quantità degli enzimi digestivi pancreatici conduce a situazioni di cattiva digestione e scarso assorbimento del cibo ingerito.

Secondo i dati epidemiologici disponibili, la pancreatite cronica esocrina si classifica come una patologia ad incidenza contenuta per la quale risulta difficile una diagnosi precoce e un monitoraggio del decorso della malattia da acuta a cronica.

*“Continua il nostro impegno nell'ampliamento del pannello a supporto della diagnosi e del trattamento delle patologie dell'apparato digerente: il test dell'Elastasi-1 è il primo strumento diagnostico su tecnologia CLIA disponibile in tutto il mondo sulle piattaforme LIAISON XL.”* ha commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin. *“Il lancio di questo nuovo test conferma la nostra vocazione: supportare i nostri clienti e rispondere alle esigenze dei laboratori di tutto il mondo con strumenti diagnostici innovativi ed automatizzati.”*

### DiaSorin

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Per oltre 50 anni l'azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di reagenti per la IVD in tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 25 società, 5 succursali estere, 6 siti produttivi e 5 centri di ricerca dislocati nel mondo. Attraverso costanti investimenti in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre oggi il più ampio menù di test di specialità nel mercato dell'immunodiagnostica e nuovi test di diagnostica molecolare che identificano il Gruppo DiaSorin come lo Specialista della Diagnostica in Vitro”.

**Per ulteriori informazioni contattare:**

**Riccardo Fava**  
Corporate Vice President Communication & Investor Relations  
Tel: +39.0161.487988  
[riccardo.fava@diasorin.it](mailto:riccardo.fava@diasorin.it)

**Ines Di Terlizzi**  
Investor Relator  
Tel: +39.0161.487567  
[ines.diterlizzi@diasorin.it](mailto:ines.diterlizzi@diasorin.it)