

DIASORIN LANCIA IL LIAISON® SARS-CoV-2 IgM IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI, UN NUOVO TEST SIEROLOGICO AUTOMATIZZATO PER IDENTIFICARE LA RISPOSTA IMMUNITARIA AL SARS-CoV-2 NEI PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19

Saluggia - 30 giugno, 2020 - DiaSorin (FTSE MIB: DIA) annuncia il lancio del nuovo test LIAISON® SARS-CoV-2 IgM, marcato CE e reso disponibile negli Stati Uniti attraverso la notifica di validazione presentata alla Food and Drug Administration (FDA), alla quale consegnerà la richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza, come previsto dalla "Policy for Coronavirus Disease-2019 Tests During the Public Health Emergency (Revised)".

Il test LIAISON® SARS-CoV-2 IgM è basato sulla tecnologia di immunodiagnostica CLIA per l'identificazione qualitativa degli anticorpi specifici IgM sviluppati in risposta al SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma umano e risponde alla necessità di identificare la presenza degli anticorpi IgM nelle persone infettate dal SARS-CoV-2, permettendo, inoltre, di distinguere se queste abbiano sviluppato l'infezione più o meno recentemente.

Il test sierologico LIAISON® SARS-CoV-2 IgM ha, inoltre, lo scopo di supportare l'identificazione di individui con una risposta immunitaria adattiva al SARS-CoV-2 e di analizzare la risposta immunitaria dei pazienti affetti da Coronavirus.

La diagnosi precoce del COVID-19 attraverso l'analisi della presenza di anticorpi IgM è, inoltre, fondamentale nella gestione dei pazienti e nei programmi di monitoraggio della popolazione.

Il test sarà disponibile sulle oltre 5.000 piattaforme LIAISON® XL già installate nel mondo.

"Il test lanciato oggi rappresenta un ulteriore strumento diagnostico per la lotta al COVID-19, a supporto del contenimento della pandemia e si aggiunge ai test recentemente lanciati da DiaSorin, quello molecolare e quello sierologico per gli anticorpi IgG, confermando la nostra costante dedizione a contrastare la diffusione di questa infezione" ha commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin. *"Voglio ringraziare i nostri ricercatori per aver nuovamente sviluppato un test innovativo ed affidabile contro il COVID-19. Il test IgM fa parte di un portafoglio di test innovativi di diagnostica molecolare ed immunodiagnostica che intendiamo lanciare sul mercato entro la fine dell'anno, per consentire alla comunità medica di effettuare diagnosi che differenzino la presenza del COVID-19 dalle altre infezioni dell'apparato respiratorio"*.

Per ulteriori informazioni contattare:

Riccardo Fava
Corporate Vice President Communication & Investor Relations
Tel: +39.0161.487988
riccardo.fava@diasorin.it

Emanuela Salvini
Investor Relator
Tel: +39.0161.487567
emanuela.salvini@diasorin.it

DiaSorin

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 26 società, 4 succursali estere, 5 siti produttivi e 5 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici, resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona DiaSorin come il player con la più ampia gamma di test specialistici disponibili nel mercato diagnostico e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica".

Maggiori informazioni su www.diasoringroup.com