



DIASORIN RICEVE L'APPROVAZIONE AD USO DI EMERGENZA DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION PER IL TEST LIAISON® SARS-CoV-2 TRIMERIC S IgG NEGLI STATI UNITI

IL TEST LIAISON® SARS-CoV-2 TRIMERIC S IgG:

- DETERMINA IN MODO QUALITATIVO E SEMI-QUANTITATIVO LA RISPOSTA IMMUNITARIA CONTRO IL SARS-CoV-2 IN PAZIENTI CHE HANNO CONTRATTO IL VIRUS
- È ESEGUITO SUGLI ANALIZZATORI CLIA AD ELEVATA AUTOMAZIONE LIAISON® XL

Saluggia – 20 maggio 2021 - DiaSorin (FTSE MIB: DIA) annuncia di aver ricevuto dalla Food and Drug Administration statunitense l'Autorizzazione all'Uso di Emergenza (EUA) per il test LIAISON® SARS-CoV-2 Trimeric S IgG, in grado di determinare in modo qualitativo e semi-quantitativo la risposta immunitaria contro la forma trimerica della proteina spike del SARS-CoV-2 in campioni di siero o plasma.

Il test è già disponibile nei mercati che accettano la marcatura CE dall'11 gennaio 2021, dove può essere utilizzato sia per l'identificazione che per la quantificazione degli anticorpi IgG specifici.

Il LIAISON® SARS-CoV-2 Trimeric S IgG è stato sviluppato utilizzando la forma trimerica dell'intera proteina Spike del SARS-CoV-2, ovvero quella più simile alla conformazione nativa della proteina stessa. Il test può quindi essere utilizzato per identificare i soggetti che hanno sviluppato una risposta immunitaria adattiva al SARS-CoV-2.

“Siamo soddisfatti di aver ricevuto l'autorizzazione all'uso di emergenza per il test LIAISON® SARS-CoV-2 Trimeric S IgG. L'impegno del nostro team di sviluppo ci ha permesso ancora una volta di proporre una soluzione innovativa a supporto della crescente domanda di soluzioni diagnostiche per contrastare la diffusione del COVID-19” ha commentato John Walter, President di DiaSorin Inc.

Questo è il sesto test sviluppato da DiaSorin e disponibile sul mercato statunitense per il COVID-19 che può essere utilizzato nei laboratori dove sono installati analizzatori CLIA ad elevata automazione LIAISON® XL. L'analizzatore calcola automaticamente i livelli di anticorpi IgG SARS-CoV-2 espressi come unità arbitrarie (AU / mL) e classifica i risultati secondo i parametri individuati¹.

“Il test per cui abbiamo ricevuto l'EUA oggi sottolinea il nostro impegno nello sviluppo continuo di soluzioni diagnostiche innovative per il mercato americano, a supporto dei nostri clienti nella lotta per contenere la diffusione dell'attuale pandemia”, ha commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo. *“Continueremo a concentrare i nostri sforzi sul lancio di nuovi test negli Stati Uniti, che si dimostrano sempre più un mercato strategico per la nostra crescita futura”.*

¹ Ulteriori informazioni disponibili nelle Istruzioni per l'uso del "LIAISON SARS-CoV-2 Trimeric S IgG"



The Diagnostic Specialist

COMUNICATO STAMPA



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

INVESTOR RELATIONS

Riccardo Fava

Corporate Vice President Communication & Investor Relations

Tel: +39.0161.487988

riccardo.fava@diasorin.it

Emanuela Salvini

Investor Relator

Tel: +39.0161.487567

emanuela.salvini@diasorin.it

MEDIA

Cristina Fossati

Tel: +39 335.1245186

c.fossati@imagebuilding.it

Laura Filosi

Tel: +39 349.1439823

l.filosi@imagebuilding.it

DiaSorin

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 26 società, 4 succursali estere, 5 siti produttivi e 5 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici, resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona DiaSorin come il player con la più ampia gamma di test specialistici disponibili nel mercato diagnostico e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica".

Maggiori informazioni su <http://www.diasoringroup.com>