

## DIASORIN LANCIA I DUE TEST PIÙ VELOCI AL MONDO PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE DELLE LEUCEMIE FULMINANTI

*L'IDENTIFICAZIONE TEMPESTIVA DELLA MALATTIA PERMETTERÀ DI TRATTARE IL MALATO CON TERAPIE MIRATE ESTREMAMENTE EFFICACI*

9 settembre, 2015 - Saluggia (VC) - **DiaSorin** (FTSE Mid Cap: DIA) lancia 2 nuovi test di diagnostica molecolare, **lam PML-RARA Detection bcr1,3** e **lam PML-RARA Discrimination bcr2**, disponibili sul mercato al di fuori degli Stati Uniti, per l'individuazione della causa genetica della Leucemia Acuta Promielocitica.

**I nuovi test usati insieme permettono di accertare** in maniera affidabile, completa ed estremamente veloce (**15 minuti** rispetto alle 4 ore normalmente necessarie), **la traslocazione PML-RARA** che è la causa genetica della "**Leucemia fulminante**", tecnicamente **Leucemia Promielocitica Acuta (LAP)**, considerata la forma più aggressiva di tumore del sangue e, se non identificata tempestivamente, letale.

La tempestività dei test DiaSorin permetterà allo staff medico di trattare immediatamente il malato con terapie efficaci, assicurando nell'oltre 90% dei casi la cura della malattia e la sopravvivenza del paziente.

Paul Eros, Global Vice President del Marketing Molecolare di DiaSorin, ha commentato: "*Dopo il lancio a fine 2014 del primo test per la diagnosi della leucemia mieloide cronica e della leucemia linfoblastica acuta Ph+, DiaSorin segna oggi una nuova importante tappa nell'ambito dell'oncoematologia. I due nuovi test basati sulla nostra innovativa tecnologia proprietaria Q-LAMP rappresentano l'unica soluzione ultra rapida disponibile sul mercato per la diagnosi molecolare della Leucemia Promielocitica Acuta. In soli 15 minuti, da oggi, si può salvare una vita in più.*"

Carlo Rosa, CEO del DiaSorin Group, ha commentato: "*Sono soddisfatto del lancio dei due prodotti nel campo dell'oncoematologia che dimostra, ancora una volta, il nostro impegno nella ricerca innovativa nel campo della diagnostica molecolare. La Leucemia Promielocitica Acuta è considerata*

## Comunicato Stampa

condizione d'urgenza per eccellenza, un caso di malattia in cui il tempo nel fornire i risultati diagnostici può fare la differenza tra la vita e la morte e per il quale DiaSorin è in grado di offrire la soluzione più rapida sul mercato”.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI DIASORIN

Nome del saggio	LIAISON IAM PML-RARA Detection bcr1,3 e PML-RARA Discrimination bcr2		
Diagnosi	Determinazione qualitativa della Leucemia Promielocitica Acuta		
Segmento	Immunodiagnostica	Diagnostica Molecolare	✓
Tecnologia	CLIA	IXT	
	ELISA	IAM	✓
	RIA		
Area clinica	Malattie Infettive	Malattie Infettive	
	Epatiti e Retrovirus		
	Oncologia ed Endocrinologia		
	Metabolismo Osseo		
	Marcatore Cardiaci		
Infezioni gastro-intestinali su campioni di feci	Onco-Ematologia	✓	

**DiaSorin**

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE Mid Cap, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Per oltre 40 anni l'azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di reagenti per la IVD in tutto il mondo. Attraverso costanti investimenti in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre oggi il più ampio menù di test di specialità nel mercato dell'immunodiagnostica e nuovi test di diagnostica molecolare che identificano il Gruppo DiaSorin come lo "Specialista della Diagnostica in Vitro".

**Per ulteriori informazioni contattare:****Riccardo Fava**

Investor Relations &amp; Corporate Communication Director

Tel: +39.0161.487988

[riccardo.fava@diasorin.it](mailto:riccardo.fava@diasorin.it)**Margherita Sacerdoti**

Investor Relations Specialist

Tel: +39.0161.487456

[margherita.sacerdoti@diasorin.it](mailto:margherita.sacerdoti@diasorin.it)