

DIASORIN LANCIA IL TEST O DELL'ALDOSTERONE SULLE PIATTAFORME LIAISON

28 Gennaio 2013 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE MIB:DIA) è lieta di annunciare il lancio del nuovo saggio immunologico dell'**Aldosterone sulla famiglia di analizzatori Liaison**.

Il saggio immunologico dell'Aldosterone utilizza la tecnologia chemiluminescente (CLIA) ed è pensato per la determinazione quantitativa di Aldosterone nel siero umano, nel plasma EDTA e nei campioni di urina.

La misura dell'Aldosterone è pensata per la diagnosi e i trattamenti di aldosteronismo primario (*un disordine causato dall'eccessiva secrezione di Aldosterone dalla ghiandola surrenale*), ipertensione causata da aldosteronismo primario, iperaldosteronismo selettivo, stati edematosi e altre condizioni di squilibrio elettrolitico.

Il lancio del nuovo saggio dell'Aldosterone sul menu Liaison **completa il "pannello DiaSorin relativo all'ipertensione"**, comprensivo del test della Renina Diretta, già in uso su più di 400 strumenti Liaison. DiaSorin si presenta da oggi con **il più ampio menu di Endocrinologia su un singolo macchinario completamente automatizzato**.

1 miliardo di persone nel mondo soffre di ipertensione e si prevede che questo numero aumenti a 1,56 miliardi nel 2025. Ciò si traduce in un'incidenza pari al 25% di adulti **che soffrono di problemi ipertensivi**.

L'ipertensione è predominante nei paesi in via di sviluppo, così come in quelli sviluppati. Un trattamento incontrollato o inadeguato per lungo tempo dell'ipertensione rappresenta un fattore di rischio correlato a infarto, ictus, crisi renali e altre malattie cardiovascolari.

I test dell'Aldosterone e della Renina sono di norma richiesti dagli specialisti clinici quando un paziente mostra alta pressione sanguigna e bassi livelli di potassio. Anche in presenza di livelli

di potassio nella norma, il test viene effettuato qualora i farmaci non controllino l'alta pressione sanguigna o l'ipertensione si sviluppi in età giovanile.

L'Aldosteronismo primario è una forma potenzialmente curabile di ipertensione la cui scoperta ed il successivo trattamento nella fase iniziale evitano ulteriori complicazioni. Infine i test dell'Aldosterone sono anche richiesti per i pazienti sospetti di insufficienza surrenale.

Con il lancio dell'Aldosterone sulle piattaforme Liaison, DiaSorin si configura come uno dei più importanti attori nel mercato dell'ipertensione.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI DIASORIN				
Nome del saggio	Aldosterone			
Diagnosi	Ipertensione			
Mercato potenziale	1 miliardo di persone			
Segmento	Immunodiagnostica	✓	Diagnostica molecolare	
Tecnologia	CLIA	✓	Estrazione	
	ELISA		Amplificazione	
	RIA		determinazione HLA	
Area clinica	Malattie infettive		Malattie Infettive	
	Epatiti e Retrovirus			
	Oncologia ed Endocrinologia	✓		
	Metabolismo Osseo		Onco-Ematologia	
	Marcatore cardiaci			
	GI Stool Testing			

Il dott. Carlo Rosa, Amministratore Delegato del gruppo DiaSorin, ha commentato “*Sono molto fiero di annunciare il lancio del saggio immunologico dell'Aldosterone sulla nostra famiglia degli analizzatori Liaison. Il mercato dell'ipertensione sta crescendo costantemente e DiaSorin oggi è in grado di fornire i test sia per l'Aldosterone sia per la Renina sulle proprie piattaforme Liaison permettendo ai medici di individuare e curare i pazienti che soffrono di queste malattie, evitando potenziali complicazioni. Il lancio del test dell'Aldosterone sulla tecnologia CLIA dimostra ancora una volta che DiaSorin è un'azienda innovatrice capace di affrontare con successo le sfide dello sviluppo dei prodotti e di offrire nuovi e unici saggi ai nostri.*”

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Riccardo Fava
 External Relations Director - Head of IR and Media
 Tel: +39.0161.487988
riccardo.fava@diasorin.it

Margherita Sacerdoti
 Investor Relations Specialist
 Tel: +39.0161.487456
margherita.sacerdoti@diasorin.it



The Diagnostic Specialist
