

Comunicato Stampa

DIASORIN LANCIA IL PRIMO TEST AL MONDO DISPONIBILE SU CLIA PER LA DETERMINAZIONE DELLA VITAMINA D 1,25 SU LIAISON XL

03 giugno 2014 - Saluggia (VC) - **DiaSorin** (FTSE Mid Cap:DIA) è orgogliosa di annunciare **il lancio della nuovo test della Vitamina D 1,25** per la determinazione quantitativa dei livelli di Vitamina D 1,25 su siero e plasma, **disponibile su LIAISON XL** per il mercato al di fuori degli Stati Uniti.

Il nuovo test DiaSorin della **Vitamina D 1,25** è **l'unico al mondo disponibile su tecnologia CLIA e rappresenta un ulteriore successo del Gruppo nell'area clinica del metabolismo osseo.**

La **Vitamina D 1,25 deidrossi** è la forma biologica attiva della Vitamina D ed è un test eseguito dagli stessi laboratori che oggi utilizzano il test della Vitamina D 25 OH di cui DiaSorin è leader mondiale.

Chen Even, Senior Corporate VP Commercial Operations del Gruppo DiaSorin, ha commentato: *“I volumi di test della Vitamina D 1,25 sono compresi tra il 10% e il 15% dell'attuale mercato della Vitamina D che è di oltre 115 milioni di Euro in Europa e cresce a doppia cifra.*

Vogliamo rivolgerci a tale mercato facendo leva sul forte posizionamento già ottenuto con il test della Vitamina D, la qualità dei nostri prodotti ed il continuo successo del LIAISON XL.

Entro la fine dell'anno ci aspettiamo di ricevere anche l'approvazione del test nel mercato americano”.

Livelli bassi di Vitamina D possono essere correlati a varie condizioni cliniche, come le malattie renali croniche, il rachitismo di tipo 1, l'ipoparatiroidismo, mentre alti livelli possono essere trovati nel rachitismo di tipo 2, sarcoidosi, artrite reumatoide, IBD e iperparatiroidismo primario.

Il test DiaSorin della Vitamina D 1,25 su LIAISON XL è il primo completamente automatizzato ad oggi disponibile. Fino ad ora per eseguire il test, al fine di isolare la Vitamina D 1,25, era necessario un lungo e complesso intervento manuale.

Il **nuovo metodo** di esecuzione del test su **LIAISON XL** non richiede il pre-trattamento del campione di sangue ed offre maggiore efficienza e qualità di risultato in **solli 65 minuti**.

Con la sua eccellente capacità analitica, **il nuovo test incrementa ulteriormente il menù LIAISON ad oggi disponibile nell'area clinica del metabolismo osseo** che oggi comprende importanti test quali Vitamina D 25 OH, N-TACT Gen II, 1-84 PTH, BAP OSTASE e Osteocalcina.

Carlo Rosa, Amministratore Delegato del Gruppo DiaSorin, ha commentato: *“La nostra nuova Vitamina D 1,25 su LIAISON XL rappresenta un vero salto qualitativo e di efficienza nel mercato dei laboratori e dimostra la nostra capacità di innovare e fornire soluzioni rivolte alle reali esigenze dei nostri clienti.*

Le materie prime utilizzate per il lancio del nuovo test della Vitamina D 1,25 verranno, infine, utilizzate per lo sviluppo di nuovi test che il Gruppo lancerà in futuro”.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI DIASORIN

Nome del saggio	1,25 Dihydroxyvitamin D		
Diagnosi	Determinazione quantitativa dei livelli di 1,25 Dihydroxyvitamin D in siero e plasma		
Mercato potenziale	Tra il 10% ed il 15% dell'attuale mercato di Vitamina D, superiore a € 115 milioni in Europa		
Segmento	Immunodiagnostica	✓	Diagnostica Molecolare
Tecnologia	CLIA	✓	Estrazione
	ELISA		Amplificazione
	RIA		Determinazione HLA
Area clinica	Malattie Infettive		Malattie Infettive
	Epatiti e Retrovirus		
	Oncologia ed Endocrinologia		Onco-Ematologia
	Metabolismo Osseo	✓	
	Marcatore Cardiaci		
	Infezioni gastro-intestinali su campioni di feci		

Su DiaSorin

DiaSorin è un Gruppo multinazionale italiano leader nel settore della diagnostica in vitro (IVD) a livello mondiale, quotato nell'indice FTSE Italia Mid Cap. Da oltre 40 anni il Gruppo sviluppa, produce e commercializza a livello mondiale test (kit di analisi del sangue) per la diagnosi di patologie nell'ambito di diverse aree cliniche. L'offerta di DiaSorin è rivolta a laboratori di analisi ospedalieri e privati ed è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza che riguardi malattie infettive, marcatori cardiaci, metabolismo osseo, epatiti e retrovirus, oncologia ed endocrinologia. DiaSorin offre oggi al mercato un menù di test di immunodiagnostica unico per ampiezza e presenza di test di specialità, tanto che si è guadagnata la definizione di Specialista della Diagnostica in Vitro. All'interno del mercato della diagnostica in vitro DiaSorin è anche focalizzata nell'offerta di prodotti per la diagnostica molecolare.

Per ulteriori informazioni, contattare:**Riccardo Fava**

External Relations Director - Head of IR and Media

Tel: +39.0161.487988

riccardo.fava@diasorin.it**Margherita Sacerdoti**

Investor Relations Specialist

Tel: +39.0161.487456

margherita.sacerdoti@diasorin.it